

Anticorps Polyclonal Anti-Osaldh2B1 Pour Wb, Elisa - Q9FrX7

Numéro d'article: CM0020159

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OsALDH2B1 (59 kDa) validé pour WB et ELISA, reconnaissant spécifiquement l'ALDH2B1 d'Oryza sativa. Idéal pour la recherche sur les aldéhydes déshydrogénases végétales et les études agricoles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsALDH2B1 pAb de lapin
Remarques / Alias	Aldh2b; OsALDH2B1
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4340725
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 d'OsALDH2B1 d'Oryza sativa (Q9FRX7)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Oryza sativa
SWISS	Q9FRX7
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace