

Anticorps Polyclonal Anti-Osbip1 Pour Wb, Elisa - Q6Z7B0

Numéro d'article: CM0022128

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BiP1 du riz (BIP1), un chaperon du RE impliqué dans le repliement des protéines et la réponse au stress. Validé pour la WB et l'ELISA chez *Oryza sativa*. Idéal pour les recherches sur le développement des graines et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-OsBip1
Remarques/Alias	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
ID du gène	4328075
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300 à 400 de OsBip1 d' <i>Oryza sativa</i> . (Q6Z7B0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6Z7B0
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant