


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osbp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22059

Numéro d'article: CM0029615



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de liaison aux oxystérols 1 (OSBP) humaine. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport des lipides et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OSBP Lapin pAb
Remarques/Alias	OSBP1; OSBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5007
GeneID	5007
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 508-807 de l'OSBP humaine (NP_002547.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22059
Poids de la protéine	89kDa
Expédition	Sac de glace