

Anticorps Polyclonal Anti-Osbpl3 Pour Wb, Elisa - Q9H4L5

Numéro d'article: CM0025023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'OSBPL3 (ORP3) humain pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît l'OSBPL3 humain, de souris et de rat. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 370 à 520 de l'OSBPL3 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSBPL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370-520 de l'OSBPL3 humain (NP_056365.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4L5
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace