

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osbzip23 Pour Wb, Elisa - Q6Z312

Numéro d'article: CM0022159

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription OsbZIP23 du riz. Convient au Western blot et à l'ELISA, et reconnaît la cible d'Oryza sativa. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress abiotique et la voie de l'ABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsbZIP23 pAb de lapin
Remarques/Alias	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4330838
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 300 d'OsbZIP23 d'Oryza sativa. (Q6Z312).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q6Z312
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace