

Anticorps Polyclonal Anti-OsdlT Pour Wb Et Elisa - Q9Lwu9

Numéro d'article: CM0020577

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement la protéine OsDLT (SWISS : Q9LWU9) chez le riz. Validé pour les applications WB et ELISA, c'est un outil essentiel pour l'étude de la signalisation des brassinostéroïdes, de la régulation de la transcription et du contrôle de la taille des organes végétaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsDLT Lapin pAb
Remarques/Alias	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Espèce	Oryza sativa
ID de gène	4339978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-214 d'Oryza sativa OsDLT (Q9LWU9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace