

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oseil1 Pour Wb, Elisa - Q10M41

Numéro d'article: CM0024450

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-OsEIL1 validé pour WB et ELISA chez le riz (*Oryza sativa*).
Idéal pour l'étude de la signalisation de l'éthylène, de la réponse au stress et des voies de résistance aux maladies. PM cible 71kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsEIL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
Espèce	Oryza sativa
GenelD (humain)	EIL1
GenelD	107276358
Immunogène	Protéine recombinante LSRGKDPAGGVVGDPK-C
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q10M41
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace