

Anticorps Polyclonal Anti-Osein2 Pour Wb, Elisa - Q0D8I9

Numéro d'article: CM0020799

Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-OsEIN2 (Q0D8I9) réactif avec *Oryza sativa*. Validé pour WB et ELISA, il cible la protéine de signalisation de l'éthylène impliquée dans le développement du riz, la sénescence et la taille des grains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsEIN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
ID de gène	4342431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 576-710 de OsEIN2 d' <i>Oryza sativa</i> (Q0D8I9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D8I9
Poids moléculaire	138kDa
Expédition	Sac de glace