

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oself3 Pour Wb, Elisa - Q9Snq6

Numéro d'article: CM0023214

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsELF3 (Q9SNQ6) d'Oryza sativa. Validé pour le Western blot et l'ELISA, convient aux études sur la régulation du moment de la floraison et la voie photopériodique chez le riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsELF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4340087
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 d'Oryza sativa OsELF3. (Q9SNQ6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q9SNQ6
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace