

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osfd1 Pour Wb, Elisa - A0A0P0XR34

Numéro d'article: CM0020333

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre OsFD1 de riz (P0418E02.1) pour Western blot et ELISA. Cible une protéine nucléaire de 21 kDa impliquée dans la signalisation de l'acide abscissique et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsFD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P0418E02.1; OsFD1
Espèce	Oryza sativa
GenelD	9271661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 d'Oryza sativa OsFD1. (A0A0P0XR34)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	A0A0P0XR34
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace