

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-OsGBSSI Pour Wb Et Elisa - Q0Dev5

Numéro d'article: CM0022251



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'amidon synthase liée aux granules I d'Oryza sativa (OsGBSSI/GBSS-I, Waxy). Validé pour WB et ELISA. Pour la recherche sur la synthèse de l'amylose et la biosynthèse de l'amidon.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | OsGBSSI pAb de lapin                                                                                                            |
| Remarques / Alias    | Wx; WX1; Wx-b; waxy; GBSS1; WX-mq; WX1-1; Wx-oz; GBSS-I; OsGBSS1; 134P10.7; OsGBSSI                                             |
| Espèce               | Oryza sativa                                                                                                                    |
| GeneID               | 4340018                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 d'OsGBSSI d'Oryza sativa. (Q0DEV5) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réaction croisée     | Oryza sativa                                                                                                                    |
| SWISS                | Q0DEV5                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 66 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |