

Anticorps Polyclonal Anti-Osgepl1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B0

Numéro d'article: CM0028216

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OSGEPL1 humain (Q9H4B0) pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat, idéal pour les études sur la modification des ARNt mitochondriaux et la maintenance du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSGEPL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Espèce	Humain
ID du gène	64172
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'OSGEPL1 humain (NP_071748.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4B0
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace