

## Anticorps Polyclonal Anti-Osgin1 Pour Wb, Elisa - Q9Ujx0

Numéro d'article: CM0013838

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-OSGIN1 validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant l'inhibiteur de croissance induit par le stress oxydatif 1 (OSGIN1) humain, impliqué dans la cytokinèse et la régulation de la mort cellulaire. Réagit de manière croisée avec l'espèce humaine. 52 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | OSGIN1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | BDGI; OKL38; OSGIN1                                                                                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID             | 29948                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'OSGIN1 humain (NP_892026.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                        |
| SWISS              | Q9UJX0                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 52kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |