

Anticorps Polyclonal Anti-Osgrf4 Pour Wb Et Elisa - Q6Zik5

Numéro d'article: CM0023434

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsGRF4 du riz, validé pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour l'étude de la régulation de la taille des grains, de la prolifération cellulaire et du développement du méristème chez *Oryza sativa*.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsGRF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; Osj_08054; OJ1111_E07.19
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4330436 (<i>Oryza sativa</i>)
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6ZIK5
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace