

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osire1 Pour Wb, Elisa - Q7Xit1

Numéro d'article: CM0020633

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin OsIRE1 validé pour WB et ELISA chez Oryza sativa. Cible la sérine/thréonine-protéine kinase/endoribonucléase IRE1 (99 kDa), un capteur clé du stress du réticulum endoplasmique. Convient pour l'étude de la réponse aux protéines mal repliées chez le riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OsIRE1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	IRE1; OsIRE1; Osire1p; Osj_24190; OJ1103_E04.109
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du Gène	4343198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 436-650 de OsIRE1 d'Oryza sativa (Q7XIT1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q7XIT1
Poids Moléculaire de la Protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace