

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osmads1 Pour Wb, Elisa - Q10Pz9

Numéro d'article: CM0022700

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OsMADS1 d'Oryza sativa, validé pour WB et ELISA. Convient pour l'étude du développement des organes floraux, la fonction des facteurs de transcription et la recherche sur les protéines MADS-box chez le riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OsMADS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4332059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-257 d'Oryza sativa OsMADS1 (Q10PZ9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Poids Moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace