

Anticorps Polyclonal Anti-Osmkk4 Pour Wb, Elisa - Q6K4Q0

Numéro d'article: CM0018973

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Oryza sativa OsMKK4, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Adapté pour l'étude de la signalisation de défense végétale et de la fonction kinase chez Oryza sativa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsMKK4 pAb de lapin
Remarques / Alias	OJ1316_E06.24 ; OsMKK4
Espèce	Oryza sativa
ID du gène	4330957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 d'OsMKK4 d'Oryza sativa (Q6K4Q0)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace