

Anticorps Polyclonal Anti-Osmpk6 Pour Wb Et Elisa - Q336X9

Numéro d'article: CM0023862

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine kinase activée par les mitogènes 6 du riz (OsMPK6, Q336X9) pour Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude des voies MAPK chez Oryza sativa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsMPK6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MPK6; OsMPK6
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4349225
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace