

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tax0

Numéro d'article: CM0021510

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OSR1 (odd-skipped-related 1) humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le développement embryonnaire et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | OSR1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | ODD; OSR1                                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| ID du gène (Humain)  | 130497                                                                                                                          |
| ID du gène           | 130497                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 115 de l'OSR1 humain (NP_660303.1). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Applications         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                | Q8TAX0                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |