

Anticorps Polyclonal Anti-Osr2 Pour Wb, Elisa - Q8N2R0

Numéro d'article: CM0024603

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé contre OSR2 pour WB et ELISA ; reconnaît l'OSR2 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude du développement du germe dentaire et des facteurs de transcription à doigts de zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSR2 pAb de lapin
Remarques / Alias	OSR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	116039
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 312 de l'OSR2 humain (NP_001135934.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N2R0
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme