

Anticorps Polyclonal Anti-Osrack1A Pour Wb Et Elisa - P49027

Numéro d'article: CM0022202

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OsRACK1A validé pour le western blot (WB) et l'ELISA dans le riz (*Oryza sativa*). Détecte la protéine RACK1z d'environ 36 kDa, un régulateur positif de l'immunité innée et de la défense des plantes. Idéal pour la recherche sur la pyriculariose du riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsRACK1A Lapin pAb
Remarques/Alias	RWD ; GPB-LR ; RACK1A ; OsRACK1A
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4324115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de Oryza sativa OsRACK1A. (P49027)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	P49027
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace