

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Osrd6/Shl2 Pour Wb & Elisa - Q8Lhh9

Numéro d'article: CM0024182

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OsRDR6 du riz (SHL2, SHOOTLESS2) pour Western blot (WB) et ELISA. Cette ARN polymérase ARN-dépendante est cruciale pour le développement du méristème caulinaire et la voie des ta-siARN, ce qui la rend adaptée aux études de biologie du développement végétal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin OsRDR6
Remarques/Alias	SHL2 ; SHOOTLESS2 ; OsRDR6
Espèce	Oryza sativa
Identifiant du Gène	4323938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 963-1218 de l'OsRDR6 d'Oryza sativa (Q8LHH9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Oryza sativa
SWISS	Q8LHH9
Poids Moléculaire de la Protéine	137 kDa
Expédition	Sac de glace