

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ostb1 Pour Wb - Q8Ln68

Numéro d'article: CM0024222

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OsTB1 pour la détection du facteur de transcription TB1 chez *Oryza sativa*. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche en biologie du développement des plantes sur le tallage et la régulation des bourgeons axillaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin OsTB1
Remarques/Alias	TCP8 ; OsTB1
Espèce	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4333856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-388 de OsTB1 d' <i>Oryza sativa</i> . (Q8LN68)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q8LN68
Poids Moléculaire de la Protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace