

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ostc Pour Wb Et Elisa - Q9Nrp0

Numéro d'article: CM0019786



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-OSTC est validé en Western blot (WB) et ELISA pour des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la sous-unité OSTC du complexe oligosaccharyltransférase, essentielle pour la recherche sur la N-glycosylation et les études sur la biologie du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OSTC Lapin pAb
Remarques/Alias	DC2; OSTC
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	58505
ID de Gène	58505
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et la extrémité C-terminale de l'OSTC humain (NP_067050.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRP0
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace