

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oste Pour Wb, Elisa - Q10Sh0

Numéro d'article: CM0022639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OsTE (TAD1/OsCCS52A) validé pour Western blot et ELISA chez Oryza sativa. Protéine du cycle cellulaire à répétition WD, 56 kDa. Idéal pour la recherche sur le riz.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OsTE Rabbit pAb
Remarques / Alias	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Espèce	Oryza sativa
GenelD	4331448
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'OsTE d'Oryza sativa (Q10SH0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q10SH0
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sachet de glace