


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ostéocalcine/Ocn Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Numéro d'article: CM0029350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ostéocalcine humaine (BGLAP), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Soutient les études en biologie osseuse et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ostéocalcine/OCN Lapin pAb
Remarques/Alias	OC; BGP; OCN; Ostéocalcine (BGLAP)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	632
ID de Gène	632
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02818
Poids Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace