


Anticorps Monoclonal Anti-Ostéopontine Pour Wb, Elisa - P10451

Numéro d'article: CM0002224



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ostéopontine humaine (OPN/SPP1). Convient pour le Western Blot et l'ELISA. Reconnaît l'ostéopontine humaine ; 35 kDa. Idéal pour la recherche en biologie osseuse et en réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ostéopontine Lapin mAb
Remarques/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Ostéopontine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6696
ID de gène	6696
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de l'ostéopontine humaine (P10451).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10451
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace