


Anticorps Polyclonal Anti-Ostéopontine Pour Wb, Elisa - P10451

Numéro d'article: CM0013354



Introduction

Anticorps polyclonal anti-ostéopontine validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'ostéopontine humaine, murine et de rat ; reconnaît les acides aminés 17-314. Idéal pour l'étude des interactions cellule-matrice et des fonctions des cytokines.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	pAb d'ostéopontine de lapin
Remarques/Alias	OPN ; BNSP ; BSPI ; ETA-1 ; Ostéopontine
Espèce	Humaine
ID du gène	6696
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 17-314 de l'ostéopontine humaine (NP_001035147.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P10451
Poids moléculaire	35 kDa
Expédition	Poche de glace