


Anticorps Polyclonal Anti-Ostm1 Pour Wb, Elisa - Q86Wc4

Numéro d'article: CM0016778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OSTM1 humain, également connu sous le nom de sous-unité bêta du canal chlorure 7, validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Essentiel à la maturation et au fonctionnement des ostéoclastes et des mélanocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OSTM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	28962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-284 de l'OSTM1 humain (NP_054747.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86WC4
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Sac réfrigérant