


Anticorps Monoclonal Anti-Otc De Lapin Pour Wb, If-P, Elisa - P00480

Numéro d'article: CM0005091



Introduction

Anticorps monoclonal OTC de lapin recombinant validé pour WB, IF-P et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le cycle de l'urée et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTC Rabbit mAb
Remarques/Alias	OCTD ; OTC1 ; OTCD ; OTCasé ; OTC
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-354 de l'OTC humain (NP_000522.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00480
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace