


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otc Pour Wb Et Elisa - P00480

Numéro d'article: CM0026832



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OTC validé pour le Western blotting et l'ELISA. Détecte l'OTC humain, de souris et de rat. Indispensable pour l'étude du cycle de l'urée, de la détoxification de l'ammoniac et du métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTC Rabbit pAb
Remarques / Alias	OCTD; OTC1; OTCD; OTCas; OTC
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5009
GenelD	5009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-354 de l'OTC humain (NP_000522.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00480
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace