

Anticorps Polyclonal Anti-Otof Pour Wb, Elisa - Q9Hc10

Numéro d'article: CM0021827

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OTOF validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. L'immunogène recombinant (aa 1-300) cible l'otoféline, un capteur de calcium critique pour l'exocytose des vésicules synaptiques au niveau des cellules ciliées cochléaires, idéal pour la recherche sur l'audition et la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OTOF Lapin pAb
Remarques/Alias	AUNB1; DFNB6; DFNB9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9381
GeneID	9381
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'OTOF humain (NP_919224.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HC10
Poids Protéique	227kDa
Expédition	Sac de glace