

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Numéro d'article: CM0017182

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OTP humain (Protéine homéoboîte orthopedia). Convient pour les applications WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur la différenciation neuroendocrine hypothalamique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OTP pAc Lapin
Remarques/Alias	OTP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23440
GeneID	23440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'OTP humain (NP_115485.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5XKR4
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace