


Anticorps Polyclonal Anti-Otub1 Pour Wb, Elisa - Q96Fw1

Numéro d'article: CM0016323



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OTUB1 humain, une enzyme de débubiquitylation impliquée dans le renouvellement des protéines, la réparation de l'ADN et la régulation immunitaire. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche fondamentale et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-OTUB1
Remarques/Alias	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	55611
GenelD	55611
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de l'OTUB1 humain (NP_060140.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96FW1
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace