

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otub1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Numéro d'article: CM0016270



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OTUB1 humaine, une déubiquitinase spécifique de Lys-48 impliquée dans le renouvellement protéique, la réparation de l'ADN et la régulation immunitaire. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTUB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55611
GeneID	55611
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FW1
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace