


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otub2 Pour Wb, Elisa - Q96Dc9

Numéro d'article: CM0020495



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OTUB2 validé pour WB et ELISA. Cible la ubiquitine thioestérase OTUB2 humaine, une déubiquitinase impliquée dans le renouvellement des protéines. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTUB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2
Espèce	Humain
GeneID	78990
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-73 de l'OTUB2 humaine (NP_075601.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DC9
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace