

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otud4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01804

Numéro d'article: CM0023797

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OTUD4 (HIN1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Étudiez le rôle d'OTUD4 dans la débubiquitination, la signalisation inflammatoire et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	OTUD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54726
GeneID	54726
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-500 de l'OTUD4 humain (NP_001096123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01804
Poids Protéique	124kDa
Expédition	Sac de glace