

Anticorps Polyclonal Anti-Otud7B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Gqq9

Numéro d'article: CM0021198



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OTUD7B validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'OTUD7B humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie NF-kB et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	OTUD7B Lapin pAb
Remarques/Alias	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56957
GeneID	56957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-700 de l'OTUD7B humaine (NP_064590.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6GQQ9
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace