

Anticorps Monoclonal Anti-Otx1 Pour Wb Et Elisa - P32242

Numéro d'article: CM0003298

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OTX1 humain (Protéine Homéoboîte OTX1). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OTX1 Lapin mAb
Espèce	Humain
GeneID	5013
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'OTX1 humain (NP_055377.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P32242
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace