

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Otx2 Pour Wb, Elisa - P32243

Numéro d'article: CM0011794

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-OTX2 de haute qualité pour les applications de western blot et d'ELISA, validé pour l'homme, la souris et le rat. Il accompagne les études sur le développement cérébral et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTX2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CPHD6; MCOPS5; OTX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5015
GeneID	5015
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 190-289 de l'OTX2 humain (P32243)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P32243
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace