

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Otx2 Pour Wb Et Elisa - P32243

Numéro d'article: CM0028067

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OTX2 validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Cible la protéine homéotique humaine OTX2 (32 kDa), idéal pour la recherche en neurosciences du développement et sur les maladies rares.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OTX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CPHD6; MCOPS5; OTX2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5015
ID de gène	5015
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-280 de l'OTX2 humaine (NP_068374.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P32243
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace