

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ovgp1 Pour Wb Et Elisa - Q12889

Numéro d'article: CM0013486

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OVGP1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la fécondation, le développement embryonnaire précoce et la biologie de la trompe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OVGP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EGP, OGP, MUC9, CHIT5, OVGP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5016
GeneID	5016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-260 de l'OVGP1 humaine (NP_002548.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12889
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace