


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ox40L Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23510

Numéro d'article: CM0021687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OX40L humain (CD252, TNFSF4), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour les études de co-stimulation des lymphocytes T et de cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb Lapin Anti-OX40L
Remarques/Alias	GP34 ; CD252 ; OX40L ; TXGP1 ; CD134L ; OX-40L ; TNLG2B ; OX40L
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	7292
ID du Gène	7292
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-183 de l'OX40L humain (NP_003317.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P23510
Poids Moléculaire de la Protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace