


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxa1L Pour Wb Et Elisa - Q15070

Numéro d'article: CM0027217



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin Anti-OXA1L détecte spécifiquement l'OXA1L humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il est idéal pour la recherche sur l'insertase de la membrane interne mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXA1L Lapin pAb
Remarques/Alias	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5018
ID de gène	5018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 336-435 de l'OXA1L humaine (NP_005006.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15070
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace