

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxct1 Pour Wb, Elisa - P55809

Numéro d'article: CM0030265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OXCT1 (SCOT), une enzyme clé du catabolisme des corps cétoniques, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche métabolique et aux études sur la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXCT1 pAb de lapin
Remarques / Alias	OXCT ; SCOT ; OXCT1
Espèce	Humain
ID du gène	5019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-520 de l'OXCT1 humain (NP_000427.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55809
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac isotherme