

Anticorps Polyclonal Anti-Oxct2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Byc2

Numéro d'article: CM0018810

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OXCT2 humain, une enzyme mitochondriale du catabolisme des corps cétoniques. Validé pour les applications WB, IF-P et ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXCT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SCOTT ; FKSG25 ; OXCT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64064
GeneID	64064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-510 de l'OXCT2 humain (NP_071403.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYC2
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace