

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Oxgr1/Gpr99 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96P68

Numéro d'article: CM0002564



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin spécifique de l'OXGR1/GPR99 humain (récepteur 1 du 2-oxoglutarate). Adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation des GPCR, le métabolisme et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin OXGR1 / GPR99
Remarques/Alias	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27199
GeneID	27199
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150-250 de l'OXGR1 / GPR99 humain (Q96P68).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P68
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace