

## Anticorps Monoclonal Anti-Oxr1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q8N573

Numéro d'article: CM0006535

### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant anti-OXR1 de lapin validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte les isoformes de 24-98 kDa chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du stress oxydatif, de la régulation de la V-ATPase et de la neuroprotection.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | OXR1 Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias                | TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1                                                                                                   |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)                  | 55074                                                                                                                            |
| GeneID                           | 55074                                                                                                                            |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 705-874 de l'OXR1 humain (NP_001185461.1) |
| Origine                          | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                            | Q8N573                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 24-98 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                     |