

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxr1 Pour Wb Et Elisa - Q8N573

Numéro d'article: CM0019081

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre OXR1 humain (protéine 1 de résistance à l'oxydation), validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude du stress oxydatif, de la régulation du pH du Golgi et de la neuroprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OXR1 pAb de lapin
Remarques/Alias	TLDC3 ; CHEGDD ; Nbla00307 ; OXR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55074
GeneID	55074
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 705 à 874 de l'OXR1 humain. (NP_001185461.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8N573
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Poche de glace