


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oxsm Pour Wb, Elisa - Q9Nwu1

Numéro d'article: CM0020621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OXSM validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec la 3-oxoacyl-ACP synthase mitochondriale humaine, de souris et de rat. Il supporte les études sur la biosynthèse des acides gras, le métabolisme lipidique et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OXSM Rabbit pAb
Remarques / Alias	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	54995
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 459 de l'OXSM humain (NP_060367.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWU1
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac à glace